

Las muestras de análisis de semen sólo se aceptan de
lunes - viernes de las 7:00 a.m. - 10 a.m.
Las muestras no se aceptan los fines de semana ni los días festivos.

NORTH MISSISSIPPI MEDICAL CENTER
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA
FORMULARIO DE INFORMACION DE ANALISIS DE SEMEN

Nombre: _____ Fecha de Nacimiento: ____/____/____
SS#: _____ Médico: _____

Cónyuge (si corresponde): _____

Fecha de la colección: _____ Hora de la colección: _____

Método de la colección: masturbación relación sexual (no es recomendado)
 otro método

Tipo de recipiente para el espécimen: de cristal de plástico duro

Días de Abstinencia: 1 2 3 4 más de 5

¿Se ha mantenido el espécimen cerca de la temperatura del cuerpo durante el transporte?

Si No

Si no, ¿Que tipo de temperatura ha sido expuesto la muestra? _____

Fecha/Hora espécimen recibido en el Departamento de Patología:
_____/_____/_____

Instrucciones para la Colección del Especimen de Semen:

1. Abstenerse de cualquier actividad que resulta en la eyaculación durante al menos 2 - 5 días antes de la recolección del espécimen.
2. Las muestras deben ser entregadas al Departamento de Patología dentro de los 30 minutos de obtener. Las muestras que no se entregan dentro de 2 horas después de obtener porque serán rechazadas. Los pacientes también pueden utilizar el baño del Departamento de Patología para coleccionar el espécimen.
3. El espécimen necesita mantenerse a la temperatura del cuerpo durante el transporte. Esto se puede lograr llevando la muestra en un bolsillo interior o sosteniéndola contra la ropa interior cerca del cuerpo. La muestra no se debe exponer al frío ni calor intensos (por ejemplo; mantenerse dentro de 68 -104 grados F).
4. Especímenes para pruebas de análisis de semen son aceptadas solamente los lunes a viernes de la 7 am hasta las 10 am. Los especímenes no son aceptados los fines de semana ni los días festivos.
5. La colección del líquido seminal para el análisis de semen debe ser por masturbación directamente en un vaso de vidrio con abertura amplia, limpia y seca o un recipiente de plástico duro. El uso de lubricantes y otros contaminantes deben ser evitados. Se debe incluir el total entero del espécimen en el recipiente.
6. El espécimen no se debe coleccionar usando un condón.